

MĖGINIŲ TVARKYMAS PO TYRIMO

Parengta pagal TV-5 7.4-1, leidimas Nr. 3.0, 2025-04-23

1. Po tyrimo atlikimo ėminiai/ mėginiai tam tikrą laiką saugomi laboratorijoje, kad:
 - 1.1. būtų galimybė, esant reikalui, atlikti papildomus tyrimus;
 - 1.2. pakartoti jau atliktus tyrimus iškilus neaiškumams;
 - 1.3. atsekti informaciją apie ėminio/ mėginio taros ženklumą;
 - 1.4. vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.
2. Mėginiai laikomi uždaroje taroje, apsaugoti nuo galimo aplinkos poveikio, kai tinka.
3. Saugojimo metu išlaikomas ir užtikrinamas paciento ir mėginio šaltinio identifikavimas (mėginiai saugomi originalioje taroje, ženklumas atitinka iki tyrimo buvusį ženklumą).
4. Jeigu užsakovas pageidauja užsakyti papildomą tyrimą iš saugomo mėginio, prieš formuojant užsakymą, yra tikrinamas mėginio tinkamumas papildomam tyrimui (analitės stabilumas, kiekis ir kt.).
5. **Mėginių saugojimo terminai po rezultato užsakovui išdavimo**
 - 5.1. Pilno kraujo (įskaitant kapiliarinį) mėginiai, kraujo serumas, plazma saugomi šaldytuve 2-8 °C temperatūroje (arba, jeigu pagal analitei keliamus reikalavimus numatyta kitaip, kambario temperatūroje 18-25 °C) 7 dienas. Priklausomai nuo tyrimų, mėgintuvėlių kiekio, esant labai dideliems srautams laikotarpis gali būti sutrumpintas (tačiau laikotarpis negali būti trumpesnis nei 4 dienos), sprendimą priima Laboratorijos vedėjas (LV).
 - 5.2. Smegenų skysčio, aspiratų ir punktų mėginiai po tyrimo atlikimo saugomi 7 d. šaldytuve 2-8 °C temperatūroje, arba jeigu to nepakanka stabilumui užtikrinti, priklausomai nuo užsakyto analizių, ≤ -20 °C.
 - 5.3. Kraujo tepinėliai saugomi ne mažiau kaip 7 dienas kambario temperatūroje 18-25 °C. Patologiniai tepinėliai turi būti renkami ir kaupiami mokymo tikslams. Kaulų čiulpų tepinėliai ir tyrimo rezultatai turi būti archyvuojami 10 m.
 - 5.4. Ginekologinės ir neginekologinės citologijos patologiniai tepinėliai renkami ir kaupiami mokymo tikslais. Visi ginekologiniai ir neginekologiniai tepinėliai archyvuojami 5 m., aspiratų tepinėliai – 10 m. kambario temperatūroje 18-25 °C.
 - 5.5. Makšties/ šlaplės, gimdos kaklelio išskyrų tepinėliai (MŠL) dažyti metileno mėlio ar gramo būdu, saugomi ne mažiau kaip 7 dienas kambario temperatūroje 18-25 °C. Patologiniai tepinėliai renkami ir kaupiami mokymo tikslais.
 - 5.6. Imunofluorescentiniai mėginiai (objektiniai stikleliai) saugomi ≤ -20 °C temperatūroje tamsoje 1 mėn.
 - 5.7. Šlapimo ir išmatų mėginiai saugomi kambario temperatūroje 18-25 °C po tyrimo rezultatų pateikimo iki darbo dienos pabaigos.
 - 5.8. Išskirta DNR arba RNR saugoma ≤ -20 °C temperatūroje 1 mėn.
 - 5.9. Lytiškai plintančių infekcijų (LPI) tyrimų šlapimo mėginiai yra saugomi po tyrimo rezultatų pateikimo iki darbo dienos pabaigos šaldytuve 2-8 °C temperatūroje.
 - 5.10. Kiti ėminiai (nuograndos iš nosiaryklės, nuograndos iš lytinių ir šlapimo takų takų) saugomi tol, kol įsitikinama, kad išskirta nukleino rūgštis.
 - 5.11. Mikrobiologiniai mėginiai (išskyrus šlapimo pasėlius) saugomi 7 dienas šaldytuve 2-8 °C temperatūroje.
 - 5.12. Mikrobiologiniai šlapimo mėginiai po tyrimo rezultatų pateikimo iki darbo dienos pabaigos saugomi šaldytuve 2-8 °C temperatūroje.
 - 5.13. Kiti ėminiai (nagai, odos nuograndos ir kt.) saugomi 7 dienas pagal tyrimo pobūdį metodikose nurodytomis sąlygomis.

6. Ėminių/ mėginių skystoje terpėje saugojimas nuo medžiagos paėmimo datos

6.1. Ėminiai/ mėginiai skirti žmogaus papilomos viruso (ŽPV) ir lytiškai plintančių infekcijų (LPI) tyrimams saugomi kambario temperatūroje 18-25 °C 1 mėn.

6.2. Ėminiai/ mėginiai skirti lytiškai plintančių infekcijų (LPI) tyrimams saugomi 14 dienų šaldytuve 2-8 °C temperatūroje.

6.3. Ėminiai/ mėginiai skirti imunocitocheminiams CINtecPLUS tyrimams saugomi 1 mėn. 2-8 °C temperatūroje.

7. Ėminio likučio grąžinimas

7.1. Užsakovui pageidaujant, jeigu yra likęs jo ėminio likutis, jis gali būti grąžintas (tik tuo atveju, jei kreipiamasi ne vėliau, kaip per šiame dokumente nustatytą mėginio saugojimo laiką laboratorijoje).

7.2. Grąžintas gali būti tik pirminis ėminys, pirminėje taroje, ant kurios yra aiškiai matomas asmens identifikavimas. **Atidalintos ėminio dalys arba mėginys negrąžinami.**

7.3. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, ėminio likutis gali būti grąžintas tik tiesiogiai paslaugų naudotojui, iš kurio jis gautas (juridinio asmens (gydymo įstaigos) atstovui turinčiam įstaigos vadovo pasirašytą įgaliojimą).

7.4. Norint susigrąžinti ėminio likutį, kreipiamasi į juos aptarnaujanti vadybininką.